

SAT 001

SLIMMING MACHINE

Il dimagrimento reale inteso come perdita di grasso e non di peso è la conseguenza di uno stile di vita corretto: alimentazione, attività fisica e mentale, ma soprattutto in caso di necessità non affidarsi al caso. Scegliere sempre strumenti e sistemi testati e riconosciuti dal mondo scientifico.



TESTED

SAT 001 è una nuovissima tecnologia per il dimagrimento generalizzato.

Permette di esercitare attività fisica cardiovascolare in soglia aerobica.

Il ciclo ergometro a controllo elettronico e la poltrona ergonomica riducono gli sforzi dell'attività fisica.

Facilita la metabolizzazione degli acidi grassi e consente l'irraggiamento di luce bianca e calore sulle zone corporee ricche di pannicoli adiposi.

Migliora la circolazione cardiovascolare ; riduce la cellulite, aumenta e definisce la massa muscolare ed in particolare i muscoli glutei.

E' in grado di regolare lo sforzo in funzione del livello di allenamento.

E' adatta sia per un atleta molto allenato sia per chi desidera ottenere nel tempo il massimo risultato con sforzo limitato.

Uno schermo LCD grafico ad alta definizione consente di visualizzare in ogni momento ogni funzione del sistema.

****La novità relativa all'uso di lampade con emissione di spettro a luce bianca permette di usufruire dei benefici della fototerapia**

Il sistema è dotato di un controllo per l'emissione di aria sull'utilizzatore. ON/OFF- Acceso/Spento.



*Come agisce la terapia della luce

La luce colpendo gli occhi giunge nella retina dove viene convertita in impulsi elettrici da milioni di cellule chiamate fotorecettori. Questi impulsi viaggiano lungo il nervo ottico e giungono al cervello dove stimolano l'ipotalamo che a sua volta invia i messaggeri chimici chiamati neurotrasmettitori a regolare le funzioni autonome dell'organismo.

Se praticata regolarmente

- Riduce i rischi cardiovascolari
- Riduce la massa grassa
- Potenzia la massa magra
- Combatte la cellulite
- Migliora il tono muscolare
- Combatte le tossine
- Efficace come terapia della luce.

Le nuove dotazioni dello schermo TV/LCD multimediale e del DVD, permettono una flessibilità utile sia per la visione di Video che per l'ascolto di musica. Strumenti necessari per terapie di rilassamento durante la seduta.





DOTAZIONI DI SERIE

Ciclo ergometro computerizzato a freno elettromagnetico .

Campana mobile attrezzata con 28 farette infrarossi a luce bianca regolabili a più livelli di potenza.

DVD stereo.
TV schermo a LCD multimediale.


Visione messaggi su schermo TV e display grafico LCD per la gestione delle funzioni.

Sensore di frequenza cardiaca e cardiofrequenzimetro.

Poltrona ergonomica con regolazione motorizzata della distanza e dell'altezza.

Ventilazione regolabile.

Garanzia 24 mesi.



*Gli studi clinici fin qui fatti confermano la biosintesi ormonale indotta dalla luce artificiale intensa appresa dalla retina, ed indicano in quale situazione si sono verificati effetti terapeutici positivi:

- nella Depressione Stagionale (seasonal affective disorders – SAD) per porre rimedio ai sintomi arrecati quali: insonnia, irritabilità, soprappeso, stanchezza.
- come Neotropico
- nei casi di vigilanza ridotta; difficoltà di concentrazione; diminuzione dei tempi di reazione; frequenza di errori.
- negli alcoolisti per influenzare positivamente l'affettività; la vigilanza; la concentrazione; la memoria.
- negli anziani nelle turbe da senilità;
- l'effetto neotropico è stato verificato anche nelle persone sane che hanno dimostrato un buon miglioramento generale delle loro performance;
- nel caso di lavoro in Turni Notturni; prevalentemente Serale; in Ambienti privi di luce diurna naturale;
- nei disturbi da cambio di fuso orario (Jet Lag);
- nelle forme di Insonnia dovuta ad alterazione del ciclo circadiano.

CARATTERISTICHE TECNICHE

SAT 001	AMA 00053
POTENZA COMPLESSIVA	3.000 W
TENSIONE DI ALIMENTAZIONE	220-230V (1F + neutro + T)
FREQUENZA	50 HZ
TIPO DI EMETTITORE	Par 38
COMPOSIZIONE LAMPADINE INFRAROSSI	28 lampade IR
DIMENSIONI totali in cm	130x230xH180
TEMPERATURA DI ESERCIZIO	20°-25° MAX
SERVIZIO TEMPORIZZATO	40 minuti max
PESO	120 Kg
TIPO PRESA	Standard 230V 50Hz 16A
BATTERIA CARDIO	Batteria al litio 3V Mod.203

www.beautycom.net

BEAUTY & WELLNESS EQUIPMENT
info@beautycom.net